



- (4070379) N° 1 LIBR. ISTR. VASCA C00849A
 (KITPULB) N° 1 KIT PULIZIA SOLID
 (FOTOCO.) N° 1 FOGLIO CURA E MANUTENZIONE SOLID
 (2720604) TUBO TROPPO PIENO BIANCO PER VASCA
 DA TERMOFORMARE CON APPOSITA SAGOMA
 CHIUDERE TUBO CON:
 (2720608) TAPPO TROPPO PIENO

N° DATA/Date	FIRMA/drawn by	DESCRIZIONE REVISIONE/Revision description
1		

NOTE/Notes		N° STAMPO/Mould Number
.....		C00849B
VEDI SCHEDE ALLEGATE		PROG. 13-103
.....		PESO NETTO/Weight
.....		98 Kg.
.....		DATA REV.0/Date Rev.0
.....		31/07/2013
CLIENTE/Client	MODELLO/Model	EMESSO/Drawn by
NICOS INT.		S. SANTAROSSA
DENOMINAZIONE/Product Name		VERIFICATO/Checked by
VASCA FREE-STANDING		A. MANIAGO
TUTTE LE QUOTE E TOLLERANZE INDICATE IN QUESTO DISEGNO SI RIFERISCONO A MISURAZIONI EFFETTUATE AD UNA TEMPERATURA DEL MANUFATTO DI 20°C +/-5°C.		PROIEZIONE/Projection
All the dimensions and the tolerances of this drawing are referred to mesurements taken with a temperature of the piece of 20°C +/-5°C.		